

## Alustat lichid 10 ml

Pret:

**38,38 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

**Lichid pentru controlul sangerarilor in timpul tratamentului dentar.**

**Substanta activa:** clorura de aluminiu 20%

**Mod de prezentare:** sticla cu picurator, 10 g

Alustat este folosit pe gingii pentru a stopa sangerarea si a reduce umflarea. Alustat actioneaza anti-inflamator si constrictiv asupra gingiei.

### Instructiuni de folosire:

Tamponati zona cu sangerare cu un rulo de bumbac imbibat cu Alustat. Irigati cu apa, daca este necesar repetati.

### Atentie:

Nu folositi produsul in cazul in care este stiuta o hipersenzitivitate la unul dintre constituinti.