

## Alustat gel 5 ml



Pret:

**67,83 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

**Hemostatic gel pentru controlul sangerarilor in timpul tratamentului dentar. Datorita faptului ca este sub forma de gel, aplicarea si controlul sunt mai precise.**

**Substanta activa:** clorura de aluminiu 20%

**Mod de prezentare:** seringa 5 ml

Alustat este folosit pe gingii pentru a stopa sangerarea si a reduce umflarea. Alustat actioneaza anti-inflamator si constrictiv asupra gingiei.

### Instructiuni de folosire:

Tamponati zona cu sangerare cu un rulo de bumbac imbibat cu Alustat. Irigati cu apa, daca este necesar repetati.

### Atentie:

Nu folositi produsul in cazul in care este stiuta o hipersenzitivitate la unul dintre constituinti.