

Matrici transparente de celuloid CoForm 64 buc



Pret:

338,53 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Pentru restaurarea cu materiale compozite a marginilor incizale si a fracturilor.

- patru marimi de unghiuri meziale si distale gata taiate
- produce o compresiune crescuta a materialului de obturatie in cavitati si pe suprafetele gravate acid
- reduce la minimum excesul de material
- se conformeaza usor pe dinte, ducand la o restaurare naturala
- este usor de indepartat, fara efort - nu adera la compozite
- se prezinta intr-un dispenser, cu un sistem de selectare foarte simplu

[Mode de utilizare COFORM](#)

Set de 64 de bucati.

11M/D, 21M/D, 12M/D, 22M/D