

Ace sutura Nylon Wego

Pret:

6,20 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ace de sutura Wego de o calitate exceptionala, de la unul dintre cei mai titrati producatori specializati in sisteme de suturare, prezentand dubla lubrefiere fir (ceara si silicon pt fir matase) pentru o alunecare excelenta in tesut, si ace ascutite din otel chirurgical French 300 pentru o penetrare fara efort si fara traume a tesutului pe care urmeaza sa il suturati.

Compozitie chimica: Polyamida 6 si 6.6

Structura: Monofilament

Retentie putere de strangere a nodului: 15-20% pe an

Indicatii: chirurgia tegumentelor, chirurgie plastica, chirurgie micro-vasculara

Lungime fir: 75 cm

Diametru ac: 3/8 18 mm

Prezentare

- 1 bucata



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273