

Ace atraumatice Septoject



Pret:

71,09 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Descriere:

Ace atraumatice indicate in orice tip de anestezie locala, realizate din otel de inalta calitate.

Sunt extrem de elastice si subtiri si imbracate in silicon astfel incat discomfortul pentru pacient sa fie minim.

Acele speciale scurte pentru anestezia intraligamentara sunt differentiate printr-o dunga fina orizontala in culoarea corespondenta.

Avantaje:

Siguranta imbunatatita a aplicarii prin canula neteda si siliconata

Durere initiala scazuta la injectare prin sistemul inovativ triplu oblic

Calitate excelenta a otelului si siliconizare pentru o alunecare optima prin tesut

Prezentare

- 100 buc/cutie

D TECHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273



TRIPLE
BEVEL

SEPTOJECT NEEDLES // PLASTIC HUB / EASIER THREADING

Our Septoject Standard Needles have a triple bevel design. Many other needles on the market offer only a double bevel design. The added bevel provides for less tissue displacement and sharpness you can see.



Item No.	Description	Length	
01N1252	25g Long	35mm	●
01N1271	27g Short	25mm	●
01N1272	27g Long	35mm	●
01N1301	30g Short	25mm	●
01N1300	30g Extra Short	10mm	●

All Gauges: 100 pre-threaded plastic hub needles per box. 10 boxes per case.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273



LARGER
LUMEN

SEPTOJECT XL NEEDLES // LARGER BORE / INCREASED ASPIRATION

Our Septoject XL Needles offer a large bore design – 43% wider than a standard needle. They require less pressure for injection.



Item No.	Description	Length	
01N1550	27g Long	35mm	●
01N1500	27g Short	25mm	●

All Gauges: 100 pre-threaded plastic hub needles per box. 10 boxes per case.

D TECHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273



SCALPEL
BEVEL

SEPTOJECT EVOLUTION NEEDLES // GREATER CONTROL / REDUCED DISCOMFORT

Our **Septoject Evolution Needles** have an innovative patented scalpel-designed bevel. Best of all, they are engineered for a smoother penetration with less tissue displacement. They require less force, provide reduced deflection and bring you better control and accuracy. Not intended for block injections.



INFILTRATIONS

- Infiltrations (periapical)
- PSA - Posterior Superior Alveolar nerve block
- MSA - Middle Superior Alveolar nerve block
- Palatal Anesthesia


INTRALIGAMENTARY INJECTIONS

- Intraligamentary Injections
- Intraseptal Injections

Item No.	Description	Length	
01N1600	27g Short	25mm	●
01N1630	30g Short	25mm	●
01N1650	30g Extra Short	9mm	●


All Gauges: 100 pre-threaded plastic hub needles per box. 10 boxes per case.

EASIER INSERTION / 29% LESS FORCE REQUIRED



Force required (Newtons) for a 10mm penetration of a silicone block¹

REDUCED DEFLECTION / BETTER ACCURACY



Comparative deflection (mm) of needle after penetration through a 10mm block of silicone²

1: A.Steele et al. 2: J.G. Meehan et al.