

Affinis Precious Light Body 2 x 50 ml

Pret:

291,69 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Proprietati fluide superioare acolo unde este nevoie - in gura

Materialul care sta la baza Affinis Precious - Polivinilsiloxanul - are un unghi de contact de numai 10°. Proprietatile sale de curgere asigura capturarea facila a tuturor detaliilor suprafetei de catre materialul de amprenta intr-un mediu umed.

Affinis Precious - materiale de amprenta VPS, cu unghi de contact de numai 10°

Date tehnice (temperatura camerei 23°C si umiditate relativa 50%):

• Durata de lucru (working time): 20min

Indicatii:

• Materialele sunt utilizate pentru tehnica de amprenta si puthy wash

Prezentare:

• Affinis Precious Light Body - 2 x 50ml