



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Relyx U200 Automix seringa 5 ml

Pret:

**595,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

RelyX U200 este cea mai noua generatie a celui mai testat ciment rasinic autoadeziv. Beneficiati de performanta imbunatatita a produsului: aderenta excelenta la dentina, smalt si infrastructura lucrarilor protetice, stabilitate chimica si cromatica pe termen lung.

In plus, RelyX™ U200 ofera mixare imbunatatita printr-o noua tehnologie. La aceasta se adauga o incredibila usurinta in utilizare prin tehnica de lucru intr-un singur pas, RelyX™ U200 reduce etapele cronoage precum aplicare demineralizant, primer si bonding. Este special creat pentru a va asigura tot ceea ce doriti.

Va puteti baza pe performanta cimentului rasinic autoadeziv RelyX™ U200 mai mult ca oricand: in comparatie cu alte cimenturi rasinice autoadezive, RelyX™ U200 demonstreaza cea mai buna adeziune – atat la dentina cat si la smalt. Comparativ cu cimentul rasinic autoadeziv traditional cu tehnica de lucru in mai multi pasi, forta de adeziune a RelyX™ U200 este comparabila – si nu necesita un sistem adeziv. Pacientii vor beneficia de o restaurare sigura si durabila.

Pacientii vor aprecia stabilitatea coloristica ridicata a RelyX™ U200. In comparatie cu alte produse, la testarea acestui material de cimentare prin imersie timp de 3 zile in solutie de cafea, s-a observat cea mai redusa modificare coloristica.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Dozare precisa 1:1 datorata sistemului Clicker™, mixare si manevrare foarte usoara datorita reologiei optimize.

### **Sistem Clicker™ usor de utilizat**

- Flexibilitatea dozarii
- Eficacitate pret / calitate datorita neutilizarii altor instrumente sau varfuri de amestecare
- Economie de timp datorita dozarii simultane
- Foarte putin material pierdut

### **Autoadeziv**

- Rezultate excelente fara a fi necesara conditionarea tesuturilor dentare
- Economie de timp in comparatie cu alte cimenturi rasinice autoadezive cu tehnica de lucru in mai multi pasi

Stabilitate pe termen lung dovedita – datorita caracteristicilor unice ale materialului. Cimentul RelyX™ U200 este acid si hidrofil la aplicare si devine neutru si hidrofob dupa intarire. De aceea, este mai rezistent la absorbtia de apa si stabil dimensional in timp. In urma evaluarii stress-ului datorat termociclarii s-a observat ca RelyX™ U200 ramane intact, in timp ce la alte materiale de cimentare s-a constatat aparitia de fisuri.

### **Indicatii**

- Cementarea definitiva a inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor si puntelor dentare:
  - metalice si metalo-ceramice
  - cu infrastructura din alumina sau oxid de zirconiu
  - compozite, integral ceramice de tip ceramica sticloasa
- Cementarea lucrarilor protetice cu infrastructura din aliaj nobil sau titan
- Cementarea lucrarilor protetice realizate pe bonturi implantare
- Cementarea lucrarilor protetice de tip Maryland
- Fixarea adeziva a dispozitivelor corono-radiculare metalice, din fibra de sticla sau oxid de zirconiu in canalele radiculare unde nu exista sealer pe baza de eugenol

### **Beneficii**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Solubilitate scazuta
- Grosime redusa a filmului de ciment
- Radioopacitate
- Eliberare de fluor
- Manevrabilitate si utilizare usoara: dozare rapida si precisa
- Risc redus de aparitie a hipersensibilitatii post-operatorii
- Omogenizare rapida datorita sistemului pasta-pasta
- Indepartare usoara a excesului de material
- Indicat pentru toate tipurile de restaurari (exceptie fatetele)
- Disponibil in 3 nuante A2, A3O (opac), T (translucent)
- Eficienta clinica: studii clinice si de laborator - un material SIGUR
- Proprietati chimice unice care asigura longevitate
- Adeziune excelenta
- Stabilitate coloristica ridicata pentru estetica realistica

## Prezentare

- seringa 5 ml automixanta (8,5g)
- 10 varfuri de mixare (regular)
- 5 varfuri endo (wide)