

G-aenial Universal Flo OA3 EXP 03.2019

Pret:

133,80 Lei TVA inclusa



Cod produs:

Referinta: -

Imagini produs:



Scurta descriere:

Compozit universal fluid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata OA3 EXP 03.2019

Descriere produs:

OA3 EXP 03.2019

Compozit universal fluid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata

GC G-Aenial Univarsal Flo ofera o serie de caracteristici inteligente si convenabile, fiind unul dintre putinele compozite fluide capabil sa combine fluiditatea cu indicatiile si utilizarile unui compozit universal. Cu GC G-aenial Universal Flo obtineti o combinatie exclusiva de vascozitate fluida, pentru o aplicare usoara si convenabila chiar si in cazul cavitatilor adanci, combinata cu proprietati fizice exceptionale pentru restaurari sigure, de lunga durata. GC G-aenial Universal Flo ofera solutia pentru cazurile dificile in care nu doriti sa faceti un compromis intre aplicarea perfecta, estetica si rezistenta.

Caracteristici si beneficii

- Rezistenta maxima: proprietati fizice exceptionale pentru restaurari de lunga durata indiferent de indicatii
- Rezistenta la abraziune excelenta, mai buna si decat cea a compozitelor traditionale, pentru o utilizare optima pe suprafete ocluzale si cervicale
- Vascozitate atent echilibrata: fluiditate omogena pentru o aplicare simpla dar si tixotropica pentru mentinerea formei
- Nivel ridicat de luciu si de mentinere a acestuia
- Oferă performanta fizica a unui compozit obisnuit intr-o consistenta fluida
- Poate fi considerat un material ce se finiseaza singur
- Fluiditate omogena pentru o aplicare simpla, dar si tixotropica pentru mentinerea formei
- Estetica invizibila superba fara compromisuri
- Economic si ergonomic: varful aplicator are o textura care impiedica lipirea pastei, pasta ramasa in seringă este minima: mai puțin de 0.04 ml
- Gama larga: 15 nuante si 3 nivele diferite de transluciditate

Prezentare

- seringă 2 ml / 3.4 g