

Futurabond DC Single Dose

Pret:

10,50 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sistem adeziv dual pentru dentină și smalț, îmbunătățit cu nanoparticule, autogravant.

Indicatii

- Restaurări directe cu compozite autopolimerizabile sau cu polimerizare duală și reconstituiri de bonturi
- Restaurări directe fotopolimerizabile cu materiale pe bază de compozit, copolimeri și Ormocer®
- Fixarea cu adeziv a pinilor/pivoților din fibră de sticlă cu cimenturi compozite cu polimerizare duală sau autopolimerizabile
- Restaurări indirecte când se folosesc cimenturi cu rășină cu polimerizare duală sau autopolimerizabile pentru fixarea de incrustații de tip Inlay, Onlay, coroane și punți

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Avantaje

- Întărire chimică datorită activatorului suplimentar DC în zone inaccesibile pentru lumina folosită la polimerizare
- DC atinge aceleași proprietăți adezive ca și preparatele cu gravare totală, fără demineralizarea separată a substanței dintelui
- Aplicare universală
- Vezi Futurabond NR pentru alte avantaje

Prezentare

Doza unica