



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Microscop Zumax 2380 R2



Pret:

82.900,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

OMS 2380 R2 microscop dentar

LISTA PRETURI SI CONFIGURATII MICROSCOP ZUMAX 2380R2

BROSURA OMS 2380 R2

Varianta de baza este accesorizata generos, si include:

1. Binocular inclinabil 0-180° cu buton de ajustare mecanica a Distantei Interpupilare. Astfel schimbarea utilizatorilor si reajustarea distantei interpupilare este imediata si foarte rapida si precisa.
2. Magnificare continua tip Zoom
3. Lentila VarioDist 200-450mm - permite ajustarea pozitiei de lucru pe inaltime, putand pozitiona capul microscopului la orice distanta in intervalul mentionat, fata de capul microscopului.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

4. Iluminare Twin Switchable LED * - sursa de lumina de backup

5. Brat secundar de 720mm - permite pozitionarea microscopului la distanta marita fata de pozitia tetierei scaunului.

6. Super Balancing Arm - brat de balans care permite adaugarea de accesorii pe capul microscopului fara a impacta manevrabilitatea si pozitionarea simpla a acestuia, printr-un sistem complet de arcuri pretensionate care pot fi ajustate de catre utilizator in functie de greutatea accesoriilor plasate pe capul microscopului. Astfel pozitionarea si ramanerea in punct fix este foarte simpla!

7. Stand de podea tip "H" cu rotile

Microscopul este un instrument medical nepretuit care permite medicului un diagnostic foarte clar, cuprinzator si un tratament precis bolii dentare.

Utilizarea microscopului permite o iluminare si o marire corespunzatoare a zonei de tratament.

Iluminatul cu fibra optica coaxiala integrat LED genereaza emisii de lumina prin temperatura de culoare aproape de culoarea luminii solare.

Noua versiune a OMS 2380R2 este o solutie imbunatatita a modelului de succes, anterior, OMS 2350.

Datorita noii versiuni a obiectivului VarioDist, lungimea de lucru a crescut si mai mult, pentru a asigura un confort maxim in timpul tratamentelor.

Modificările au fost, pe langa cele tehnice, de montare si estetice.

De asemenea, prin sistemul de cabluri (aproape toate sunt acum ascunse in corpul dispozitivului) si prin dezvoltarea unor modalitati inovatoare de a pune in aplicare toate butoanele necesare si butoanele de pe capul microscopului (distanta focala, modul zoom, imagini si clipuri video, intensitatea lumинii), puteti opera microscopul folosind o singura mana, lucru care imbunatateste foarte mult confortul operarii.

Caracteristicile microscopului:

- optica apo-chromatica de inalta rezolutie,
- gama optima de focalizare,
- manere ergonomiche care permit manipularea usoara a capului microscopului,
- filtru galben - impiedica intarirea prematura a materialului de umplere,



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- filtru verde - cresterea contrastului vaselor vizibile in tesut,
- iluminarea adanca a canalului (pana la 11 mm)
- reglarea orizontala, verticala si angulara,
- posibilitatea de a fixa capul in deviatii angulare ale planurilor verticale si orizontale,
- marire stepless zoom - fara praguri, marire continua tip zoom

SCHIMBA IN O NOUA VERSIUNE

- LED-ul de putere # 9 - 40% mai puternic decat cel prezent pe versiunea OMS 2350
- cabluri incorporate si ascunse in carcasa
- optiuni de alimentare incorporate pentru camere, camere si smartphone-uri
- un tip complet nou de brat de balans
- binocular cu ajustarea usoara a setarilor standard
- lentile cu marire de 12,5x ca standard
- reglarea tip zoom a maririi in intervalul de 0,4x - 2,4x (numai versiunea OMS 2380 R2!)

Lentila VarioDist cu o gama de lucru de 200-450mm!

Optionale

Camera integrata rezolutie 4K:

- camera incorporata pentru inregistrare, cu comenzi de fotografiere si filmare direct pe capul microscopului, intr-un card SD

+ filtre si orificii:

- filtru laser intern

- filtru laser extern

- diafragma



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

+ metoda de asamblare:

- baza de podea
- suport montat pe tavan
- suport montat pe perete

+ brat microscop:

- lungime de 720 mm

+ lentila binocular (standard 12.5x):

- 10x, 16x, 20x

Se asigura gratuit: livrare, instalare, punere in functiune si instruire.

Varianta de baza este accesorizata generos, si include:

1. Binocular inclinabil 0-180° cu buton de ajustare mecanica a Distantei Interpupilare
2. Magnificare continua tip Zoom, manuala
3. Lentila VarioDist 200-450mm
4. Iluminare Twin Switchable LED *
5. Brat secundar de 720mm
6. Super Balancing Arm
7. Stand de podea tip "H" cu rotile