

Sistem rotativ E3 Big Apical



E3
endo★star

Pret:

98,53 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Indicatii:

- Ace E3 Big Apical cu sistem rotativ
- Extensie pentru acele E3 Basic
- Sunt utilizate pentru canalele mai largi

Beneficii:

- Pot fi utilizate cu piese contraunghi, micromotoare sau piese de mana endodontice cu viteza de lucru de 150-300 rpm
- Pot fi sterilizate in repetate ori, la temperatura de 135°C

Prezentare:

- Ace E3 Big Apical Asortate 3 buc
- 25 mm lungime
- 1x 35, 1 x 40 si 1 x 45

•