

## E3 Small Apical x 6 buc



Pret:

**101,64 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

### Indicatii:

- Ace E3 small apical cu sistem rotativ
- Extensie pentru acele Endostar E3 Basic.
- Utilizate pentru canalele foarte inguste si curbate

### Beneficii:

- Se pot utiliza impreuna cu piese contraunghi, micromotoare sau piese de mana endodontice cu viteza de rotatie de 150-300 rpm
- Pot fi sterilizate de mai multe ori la temperatura de 135°C

### Prezentare:

- Ace E3 Small Apical refill - sistem rotativ Endostar x 6 buc
- Marimi disponibile:

# **D** TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 20 varf 6 25 mm; 20 varf 4 25 mm; 25 varf 4 25 mm