

Fuji Triage Pink 1-1

Pret:

541,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ciment Ionomer de sticla, radioopac, autopolimerizabil, puternic eliberator de fluor, destinat protectiei suprafetelor radiculare si sigilarii santurilor, prevenirii hipersensibilitatii si tratamentelor provizorii cum ar fi sigilarea endodontica temporara.

Caracteristici:

- Adeziune chimica la structura dintelui, nu necesita demineralizare si adeziune.
- Poate fi aplicat cand nu este posibila izolarea salivara, permitand tratamentul molarilor abia erupti (partial) acoperiti de mucoasa.
- Ciment ionomer de sticla conventional, fotopolimerizabil, fara adaos de rasina.
- Usor de aplicat cu vascozitate optima pentru fluiditate si retentie la aplicare.
- Nuanta: roz.
- Nuanta roz face parte din varianta pentru protectie primara impotriva deshidratarii.
- Nuanta roz translucida ce permite controlul vizual periodic.
- Elibereaza o cantitate foarte mare de fluor.

Indicatii:

- Sigilarea santurilor.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Prevenirea si controlul hipersensibilitatii.
- Stabilizarea cariilor.
- Restaurari intermediare.
- Protectia suprafetelor radiculare.
- Sigilare endodontica temporara.

Mod de utilizare:

Aplicati un strat subtire de ionomer de sticla pe suprafata dintelui în zonele cu risc crescut. Stratul rezistent la acid în care are loc schimbul de ioni va avea rolul unei protectii suplimentare a dintelui.

Prezentare

- Set / Pulbere + Lichid + Dentin Conditioner.