

## Aparat profilaxie Preven Air



Pret:

**1.555,71 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

#### Avantaje:

- Este un aparat ultrasonic de profilaxie dentara, care este folosit pentru curatarea dentara a pacientului.

#### Date tehnice:

- Putere: 100 W, 120 W, 140 W, 160 W, 180 W, 200 W, 220 W, 240 W, 260 W, 280 W, 300 W, 320 W, 340 W, 360 W, 380 W, 400 W, 420 W, 440 W, 460 W, 480 W, 500 W.

#### Prezentare:

- 1 x Preven Air