

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Impregum Super Quick Light Body

Pret:

343,01 lei TVA inclusa



### Descriere produs:

*Impregum Super Quick - material de amprenta polieter*

#### *Avantaje:*

- Este un material de amprenta polieter de tip Light Body, care este ideal pentru amprentarea a*

#### *Indicatii:*

- Pentru amprentarea (si repararea) a CB (si denturii)*

#### *Date tehnice:*

- Timpul de lucru este de aproximativ 2 minute pentru Impregum Super Quick (Light Body) si de aproximativ 3 minute sau un timp*

#### *Prezentare:*

- 3 syringe si un tub de aplicare marca 3M™ Garant™*