

Occlubrush point refill



Pret:

39,41 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Periute impregnate cu pasta diamantata pentru lustruire portelan.

Disponibile in versiune ascutita sau cupa normala

Indicatii

- polishare high-gloss a obturatiilor ocluzale, in special a fisurilor, cuspizilor si a suprafetelor ocluzale
- particule de polishare deja imbibate in peri, astfel nemaifiind nevoie de pasta de finisare
- o stralucire high-gloss mai rapida fata de periile obisnuite
- nedistructiv fata de structura dintelui sau fata de marginile restaurarii
- autoclavabile la 134 C, timp de 3 minute fara efecte negative pentru capacitatea de lustruire

Prezentare

- refill 1 bucata