

Desderman Care Gel 1 litru



Pret:

62,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Soluție cu alcool pentru dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor

Avantaje:

- *Elimină microbii și bacteriile și reduce durerea și iritarea mâinilor*

Indicații:

- *Dezinfectia igienică a mâinilor în fața și după manipularea și brânzile timp de 30s pe fiecare mână de soluție*

Instrucțiuni de utilizare:

- *Simțibilitate aplicării: Gelul trebuie aplicat în doze în așa fel încât mâinile să rămână bine umedite pe*

Spectru de acțiune/Timp de expunere:

- *Elimină bacteriile gram pozitive și gram negative, fungi și virusuri - conform cu DVV/RKI: 30s*

Compoziție:

- *100g soluție conține ingrediente active: 78.2g etanol (96%), 0.1g Bifenil-2-ol.*

Date chimice și fizice:

- *Indicații aplicării: 70-90 °C / 20 °C / Metoda: DIN 53019*

Prezentare:

