

## Baie ultrasunete Eurosonic 3D



**Pret:**

**3.593,71 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Eurosonic 3D - baie digitala ultrasonica cu tehnologie Euronda Sweep Mode

### Avantaje:

Tehnologie Euronda Sweep Mode care garanteaza ca undele ultrasonice sunt distribuite omogen pe toata suprafata baii de curatare.

Poate functiona cu o temperatura constanta de 60°C și un interval de timp ajustabil 0-30 minute, controlata cu ajutorul butonului central iluminat.

Panoul frontal tip LED afiseaza stadiul procesului de curatare.

Cele doua manere laterale usureaza transportarea.

### Date tehnice:

Rezervor inox 2.7l

Dimensiuni unitate (w x h x d): 270 x 240 x 195mm

Dimensiuni rezervor(w x h x d): 238mm x 100mm x 135 mm



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Greutate: 3.7kg

Alimentare: 230V

Putere: 280W

**Prezentare:**

1 x Baie ultrasunete Eurosonic 3D