

Dispenser pahare si servetele



Pret:

251,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Dispenser pentru pahare si servetele, potrivit pentru montarea pe bratul uniturilor dentare.

Se potriveste pentru uniturile cu diametru al bratului vertical maxim 45-48 mm, unituri Runyes, Taos, majoritatea uniturilor chinezesti si unele marci europene.

Fabricat din ABS dur si rezistent la actiunea factorilor chimici, nu se ingalbeneste.

Partea superioara poate fi folosita foarte usor drept masuta pentru pozitionarea aparatului de detartraj sau pentru a tine la indemana alte aparate (motor endodontic, etc).

Pahare potrivite: 150-200 ml, uzuale pentru uzul in cabinetul stomatologic

Servetele potrivite: recomandam scoaterea din cutie a servetelor faciale, pentru o dozare usoara si corecta.