

## Tester Apex Locator E-Connect S



**Pret:**

**75,47 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Testerul pentru apex locator E-Connect S este un dispozitiv esențial pentru asigurarea acurateții și funcționării corecte a apex locatorului integrat în motorul endodontic E-Connect S. Acest tester ajută la confirmarea dacă apex locatorul indică valorile corecte pentru diverse poziții, contribuind la realizarea unor tratamente endodontice precise. Dacă dispozitivul indică 1 sau 3, apex locatorul funcționează corect și este gata de utilizare.

### **Componente principale:**

- Corp din plastic rezistent
- Conector metalic precis
- Indicator de calibrare pentru pozițiile corecte (1 și 3)

### **Caracteristici tehnice:**

- Compatibilitate: Motor endodontic E-Connect S
- Dimensiuni: 2 cm x 1 cm
- Material: Plastic durabil și metal
- Ușor de utilizat și conectat la sistem

### **Instrucțiuni de utilizare:**

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

1. Conectați testerul la apex locatorul integrat în motorul endodontic E-Connect S.
2. Verificați dacă apex locatorul indică valorile corecte (1 sau 3).
3. Dacă valorile sunt corecte, apex locatorul funcționează în parametrii normali.
4. În cazul în care valorile afișate nu sunt corecte, recalibrați sau verificați funcționarea dispozitivului.

**Notă:**

Acest produs este exclusiv pentru utilizare cu motorul endodontic E-Connect S. Asigurați-vă că urmați corect instrucțiunile de utilizare pentru a evita erori de calibrare.