

Dulap mobil prim ajutor E-Point



Pret:

5.592,44 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Orice urgenta necesita acordarea unei atentii maxime aspectelor operativa dar, in aceiasi masura, si celor organizationale. In lumina acestor consideratii, rationalizarea echipamentelor este un aspect important.

Tecno-Gaz a creat "Centrul Mobil de Prim Ajutor".

Aceasta solutie permite utilizatorilor sa aiba la indemana o structura care sa poata contine **(atentie, aceste echipamente nu sunt incluse!)**:

- un set de resuscitare
- un defibrilator
- un set de medicatie de urgenta
- un monitor multi-parametri

Centru mobil pentru raspuns prim ajutor.

E-Point este o solutie pentru a organiza tot ce este necesar in cazul managementului unei situatii de urgenta, permitand miscarea rapida intre mediile clinice si non-clinice si asigurand astfel o interventie rapida in caz

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
de urgenta.

E-Point poate acomoda:

- set de resuscitare
- defibrilator
- monitor pacient multi-parametri
- puloximetru

Inauntrul dulapului puteti depozita produse destinate primului ajutor, cum ar fi:

- set butelie oxigen
- set de prim ajutor
- monitor pacient multi-parametri
- defibrilator si toate instrumentele necesare in caz de urgenta.

Fabricat din otel vopsit in camp electrostatic, rezista cu succes tuturor factorilor chimici si fizici din cabinet.

Dati tehnici • Technical data	E-Point
Lunghezza / Width	504 mm
Altezza/ Height	848 mm
Profondità/ Depth	482 mm
Profondità con maniglia/ Depth with handle	552 mm
Peso/ Weight	57 Kg