

Sapun maini Manisoft 500 ml



Pret:

25,93 lei TVA inclusa

Descriere produs:

MANISOFT 500ml

Loţiune antimicrobiană pentru spălarea igienică a mâinilor.

Conţine substanţe obţinute din acizi graşi naturali cu efect antimicrobian şi componente pentru îngrijirea pielii. Nu conţine săpun sau alte substanţe alcaline.

Domenii de utilizare:

- ◆ curătarea eficientă şi delicată a mâinilor (chiar şi la utilizări repetate)

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- ◆ mai ales la persoane cu piele sensibila sau alergice la săpun.
- ◆ spălat și dușat / îmbăiat, mai ales pentru nou-născuți
- ◆ îndepărtarea urmelor de unguente de pe tegumente

La o spălare, se folosesc 1,5 - 2ml (aproximativ 250 spălari / flacon)

MANISOFT®

ECONOMIC. DELICAT.

Săpunul pentru corp și mâini Manisoft® oferă o concentrație eficientă și echilibrată de ingrediente active, toate într-o formulă delicată. Este special conceput și recomandat atât pentru personalul medical și pacienți cât și pentru utilizarea frecventă în spălarea mâinilor și a corpului. Acest produs vă oferă o soluție economică pentru procedurile de rutină și un raport optim calitate - preț.



PRODUS	AMBALARE	COD COMANDĂ
Manisoft® 500 ml	24 x 500 ml	3087090

Prezentare

Forma de livrare: flacon plastic 500 ml