

## Ciment dual Linkforce refill

Pret:

**888,01 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Ciment definitiv pe baza de rasini, universal, cu polimerizare duala.

### Avantaje:

- Foto-polimerizare si auto-polimerizare
- Rezistenta datorata fotopolimerizarii eficiente a bonding-ului
- Pelicula foarte subtire, de 3 $\mu$ m, nu interfereaza cu plasarea coroanei
- Mod eficient de autopolimerizare - ideal in cimentarea restaurarilor opace sau dense
- Foto-polimerizare optima a cimentului pe baza de rasini
- Ideal in cimentarea fatetelor
- Fluorescenta similara cu a dintelui natural
- Stabilitate a coloritului pentru o perioada lunga de timp

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 4 nuante care sa acopere toate necesitatile, corespunzatoare pastelor try-in

- Ideal in combinatie cu G-Premio Bond si G-Multi Primer

- Poate fi utilizat in toate preparariile atunci cand se utilizeaza impreuna cu G-Premio Bond sau cu G-Multi Primer

- Universal - se poate utiliza la toate indicatiile, fara limitare sau substrat

- Usor de utilizat

- Proprietatile hidrofille si vascozitatea asigura imprastierea corecta a pasteii de cimentare

- Rezistenta la uzura si lustruire superioara

- Pozitionare usoara

- Reziduurile se pot indeparta usor

- Dupa cimentare permite demineralizarea dentinei in profunzimea canalului

- Polimerizare perfecta a bondingului in canalele intunecate, atunci cand este mixat cu un activator cu polimerizare duala

- Vascozitatea redusa permite o insertie perfecta a pivotului, dupa cimentare

- Adeziune durabila

## **Prezentare**

1 seringa G-CEM LinkForce x 8.7g (5ml)