

## Rebilda DC seringa QM 10g

Pret:

**441,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Material cu priza duala Rebilda DC (autopolimerizabil si fotopolimerizabil), degajare redusa de caldura.

### Indicatii

- reconstituire de bonturi pe dinti vitali si nevitali
- fixarea pivotilor din rasina armata cu fibre

### Avantaje

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- fotopolimerizabil pentru aplicare rapida, fara pierdere de timp
- polimerizare chimica pentru siguranta polimerizarii
- in trei nuante: albastru pentru identificare usoara, dentina pentru scopuri estetice si alb pentru contrast estetic fata de dentina
- degajare redusa de caldura, chiar in aplicari masive
- flowable
- adeziune sigura cu bondingul dedicat
- varfurile de mixare optimizate de dimenisuni reduse economisesc materialul
- acces usor catre zonele posterioare cu ajutorul varfurilor intraorale

## Prezentare

- seringa Quick Mix 10 grame
- canule de amestecare tip 11
- varfuri intraorale tip 4
- culori: dentina