

## Medicomp comprese sterile din netesut 5x5 cm



Pret:

**20,75 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Medicomp sunt comprese din material moale, netesut cu structura asemanatoare tifonului, cu putere ridicata de absorbtie si permeabilitate pentru aer. Compresele Medicomp nu contin agenti de legare si inalbitori optici.

Contine 70% vascoza si 30% fibre de polyester.

### Indicatii:

- pentru tratamentul general al plagilor;
- ca pansamente secundare si tamponament in timpul interventiilor in ambulatoriu si in clinica;
- pentru protectia plagilor in cazul drenajelor si traheotomiilor.

### Forme de prezentare

Medicomp Extra – comprese absorbante din material netesut cu doua straturi aditionale pentru o



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
capacitate ridicata de absorbtie.

Sterile, sigilate in pachete a cate 2, pliate in 6 straturi  
5 x 5 cm

1 Cutie continand 25 blistere x 2 bucati