

Rebilda Post System Set

Pret:

2.500,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Set complet cu 15 pivoti in realizarea tratamentului post endodontic.

Avantaje

- toate materialele din set sunt compatibile
- insertia pivotului si realizarea bontului intr-un singur pas

Futurabond DC

- autopolimerizare sigura
- adeziune marita fara o demineralizare prealabila

Rebilda Post

- elasticitate identica cu cea a dentinei

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- radioopacitate marita

Rebilda DC

- potrivit pentru cimentarea pivotilor
- se taie ca dentina, proprietati fizice excelente
- temperatura scazuta de polimerizare

Prezentare

- 5 pivoti din fiecare marime (1,2 mm; 1,5 mm; 2,0 mm)
- 1 freza din fiecare marime
- 1 freza de tip reamer (0,7 mm)
- 5 ml flacon Ceramic Bond
- 15 Futurabond DC SingleDose
- 10 g seringa Rebilda DC QuickMix dentina
- accesorii