

Aspirator chirurgical Corpus Midi



Pret:

5.079,59 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aspirator chirurgical Corpus Vac Midi, compact, conceput pentru a servi catre 1 unit dentar.

Ergonomic, cu un corp compact, se poate amplasa aproape de unitul dentar.

Este o pompa de aspiratie umeda care face separata lichidelor de aer direct in ea, astfel putand fi conectata la scurgerea unitului dentar.

Carcasa de insonorizare este proiectata pentru nivel minim de zgomot si circulatie maxima pentru a evita incalzirea motorului.

Este dotat cu un motor inelar de aspirare cu aer. Poate transfera 1.300 litri de aer pe minut si poate lucra continuu 8-10 ore.

Componentele aspiratorului sunt controlate de o placa electronica de inalta tehnologie care are rolul de a proteja aspiratorul impotriva socurilor electrice.

Dispune de un sistem anti vibratii si amortizor de zgomot la sistemul de evacuare a aerului si la motorul de aspiratie.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Emisia proiectata cu filtru pentru a evita contaminarea cu aer murdar.

***Instalarea nu este inclusa in pret.**

Accesorii

Filtru pentru retinerea particulelor mari cu instalare, intretinere si curatare usoara si rapida.

Date tehnice

Putere aspiratie aer: 1300 L/min

Putere aspiratie H2O: 10-12 L/min

Putere vacuum: -120 mbar (+/-10%)

Putere motor: 370 W/50 HZ - 450 W/60 HZ

Alimentare: 208-254 V / 50-60 Hz / 3-3.8 A

Viteza motor: 2800 RPM

Nivel zgomot: 45 DB

Diametru furtune: 30mm

Greutate: 25 KG

Dimensiuni: 31 x 40 x 42 cm (L x l x I)

***Instalarea nu este inclusa in pret.**