

## Aspirator chirurgical mobil Corpus Maxi evacuare automata



**Pret:**

**7.435,80 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Aspirator chirurgical mobil, cu evacuare automata (la cererea utilizatorului).

Avantajul pentru acest tip de evacuare este ca aspiratorul chirurgical nu trebuie sa fie conectat la scurgere - el va aspira lichide si atunci cand rezervorul se va umple, aspiratia se va opri automat și rezervorul va trebui golit automat în orice scurgere. Astfel, poate fi foarte usor transportat de la un unit la altul.

Contine tot ce aveti nevoie pentru a functiona imediat - aspirator chirurgical cu separator de lichide integrat, suport de canule, doua canule de aspiratie, una cu debit mare si una cu debit redus (salivar).

**\*Necesita existenta canalizarii (pompa evacueaza singura reziduurile)**

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

**\*Instalarea nu este inclusa in pret.**

## Avantaje

Instalare usoara.

Dotat cu un motor inelar "non-stop" de aspirare cu aer care poate transfera 1300 litri de aer pe minut.

Poate lucra continuu 8-10 ore.

Carcasa de insonorizare este proiectata pentru nivel minim de zgomot si circulatie maxima pentru a evita incalzirea motorului.

Componentele aspiratorului sunt controlate de o placa electronica de inalta tehnologie care are rolul de a proteja aspiratorul impotriva socurilor electrice.

Dispune de un sistem anti vibratii si amortizor de zgomor la sistemul de evacuare a aerului si la motorul de aspiratie.

Emisia proiectata cu filtru pentru a evita contaminarea cu aer murdar.

Furtune siliconice usor de curatat, fiabile, reutilizabile.

Rezervor de 3,8 litri pentru descarcare automata.

Portcanule cu pornire automata, doua furtune detasabile (11mm si 16mm) dotate cu filtru central care impiedica blocarea sistemelor cu particule mari.

Trei varfuri de aspiratie cu 3 diametre.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Accesorii

Filtru pentru retinerea particulelor mari cu instalare, intretinere si curatare usoara si rapida.

## Date tehnice

Putere aspiratie aer: 1300 L/min;

Putere aspiratie H2O: 10-12 L/min;

Putere vacuum: -120 mbar (+/-10%);

Putere motor: 370 W/50 HZ - 450 W/60 HZ;

Alimentare: 208-254 V / 50-60 Hz / 3-3.8 A ;

Viteza motor: 2800 RPM;

Nivel zgomot: 45 DB ;

Greutate: 30 KG;

Dimensiuni: 32 x 32 x 85 cm (L x l x I);

## Prezentare

Pompa de vacuum Corpus Vac

Separator Cattani apa/aer

Rezervor de colectare de 4 litri drenabil automat

2 furtunuri de aspiratie pe suport cu switch automat pornit/oprit

Control electronic

Carcasa insonorizare dotata cu role