

## Piesa de mana Piezon Led



**Pret:**

**5.393,15 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Piesa de mana Piezon are lumina Led de 5.000 K pentru a asigura o lumina naturala.

Instrumentele Piezon sunt din otel inoxidabil de calitate ridicata.

### **Caracteristici:**

Constructie unibody pentru zgomot redus de operare si vibratii pentru confortul utilizatorului.

Sase lumini Led rezistente

Diametru optim si design ergonomic

Usora si bine echilibrata pentru a reduce oboseala mainilor

### **Contine:**

1 piesa de mana Piezon Led

1 instrument Piezon PS



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

4 ghiduri de lumina ED- set de inlocuire