

## Gel de maini Klintensiv 500 ml

Pret:

**31,11 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

dezinfectant gel pentru maini si se utiliza in scopul de a reduce si elimina microorganismele patogene de pe maini si pe suprafata apei si  
Sanapirca 2.0 brandata gel OMS dezinfectant si se respecta intreaga tehnica de curatare a  
a. Se freaca pe ambele maini si pe intreaga suprafata a mainilor si se clatinesc cu apa curata si invers;  
Eficienta dezinfectanta este de 99,99% pentru 3 ml – timp de contact 30 secunde; pentru  
85% etanol.

- Este produsul ideal pentru dezinfectarea mainilor si pentru asigurarea igienei umane. Solutie

Gel de maini Klintensiv 500 ml  
Gel 500ml



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273