

## Gel de maini Klintensiv 500 ml

Pret:

**35,01 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Produsul este un dezinfectant gel pentru mâini, care conține alcool etilic și este indicat pentru dezinfectarea mâinilor și a suprafețelor.

Se aplică pe mâini și se respectă întreaga tehnică de curățare a mâinilor.

Se freacă până se usucă complet și se respectă timpul de contact indicat pe ambalaj.

Efectul dezinfectant este garantat pentru o perioadă de 30 de zile. Conținut: 3 ml – timp de contact 30 secunde; pentru 85% etanol.

• Este produs în România și este indicat pentru dezinfectarea mâinilor și a suprafețelor.

**Gel 500ml**



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273