

Membrana colagen SinossMem AlveolarRepair



Pret:

305,96 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Tehnica simplificata de reparare a alveolei pentru defecte faciale aparute in urma extractiilor si prezervarea crestei alveolare.

SinossMem AlveolarRepair este o membrana de colagen resorbabila nativa, dezvoltata pentru diferite tipuri reparatii ale alveolelor atunci când avem suficient tesut moale, dar tablia osoasa vestibulara este compromisa in urma extractiei dintilor.

Caracteristici	Descriere
Sursa	cabalina
Compozitie	Colagen nativ tip I
Structura	Structura de colagen in 3 dimensiuni, densa, aspra, poroasa.
Grosime	Aproximativ 0,25 mm
Fixare	În general nu este necesar, posibil suruburi si cusaturi
Timp de degradare	Partial aproximativ 3 luni, total dupa 6 luni
Conditii de depozitare	La temperatura camerei, fara lumina
Durabilitate	3 ani

Vindecarea osului si rezultatul estetic arata ca reconstructia imediata a unui defect osos extensiv cu pierderea completa a lamelei osoase este o optiune de terapie de succes.

Datorita marimii sale, SinossMem AlveolarRepair acopera doar parti ale peretilor. Astfel, impiedica

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068.0043.7192.0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
migrarea materialului grefier osos grañular si infiltrarea tesutului moale in defectul osos. Permite celulelor osoase de pe pereti sa creasca in zona afectata si sa incurajeze formarea de tesut osos nou datorita acoperirii mici.

Proprietati si avantaje

Reteaua de fibre naturale, dense si tridimensionale, cu porozitatea ridicata, favorizeaza o crestere rapid? de celule, nutrienti si formeaza vase de sange, precum si o integrare rapida in tesutul din jur.

Exteriorul dens favorizeaza degradarea lenta si functia de bariera imediata si sigura.



Dimensiune: 10x20 mm

Grosime 0,25 mm