

## **Klinosept dezinfectant alcoolic 5L**

**Pret:**

**321,51 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Klinosept dezinfectant suprafete este un produs gata preparat, fara aldehide, pentru dezinfectia si curatarea rapida prin pulverizare si stergere a obiectelor medicale, cu ar fi mese de operatie, paturi mobile, lampi de examinare cu stativ mobil (4 roti) si scaune stomatologice. Pentru dezinfectia si curatarea rapida prin pulverizare si stergere a dispozitivelor medicale neinvazive cum ar fi: bancuri de laborator, scaune de tratament, suprafetele unitului, cuvele/tavile pentru instrumentar, piesele de mana si contraunghi, manerele de la lampile de examinare, instrumentarul din otel, aluminiu, cupru, silicon si cauciuc.

### **Mod de utilizare:**

Umeziti complet suprafetele si obiectele ce vor fi dezinfectate si lasati sa actioneze. Respectati timpii de expunere. Daca este necesar, stergeti suprafetele si obiectele cu o laveta curata de unica folosinta. Utilizati numai pe materiale compatibile cu alcoolul. Testati inainte de utilizare pe materiale sensibile, prin aplicarea pe o zona mica putin vizibila. O cantitate de 16-20 ML/M2 este suficienta pentru a umezi suprafetele netede in conditii normale de temperatura 20-23 °C.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Cantitate: 5L