

## Dispenser solutii cu picurator Hy-Drop

Pret:

**38,89 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Hy-Drop contine un dispenser, un flacon pentru solutiile medicamentoase si un pad de silicon.

Este un dispozitiv potrivit pentru a avea la indemana solutii medicamentoase pentru o scurta perioada de timp.

Poate fi folosit pentru a stoca camfor, peroxid de hidrogen, tricrezolformalina, walkhoff, etc.

Dimensiuni: 33 x 35 x43 mm