

Compresor dentar Taos 50 litri



Pret:

3.101,06 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Compresor dentar Taos

2 cilindri de lucru

Potrivit pentru: 1 unit dentar

Butelie de 50 litri, asigura o rezerva de aer suficienta astfel incat compresorul sa poata functiona intermitent.

Nivel de zgomot 62 dB (foarte redus - poate fi instalat intr-o incapere adiacenta cabinetului (nu in cabinet) bine ventilata)

Dimensiune 420 x 450 x 800 mm

Presiune lucru intre 5-8 bari

Debit aer : 203 litri/minut

Putere motor: 1100W

ATENTIE: Compresorul de aer are nevoie de o incapere ventilata, astfel incat sa poata sa aspire suficient aer pe care sa il refuleze catre unitul dentar!



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273