

## Sigilant Fissurit FX



Pret:

**161,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Sigilant cu continut mare de filler, fotopolimerizabil, pentru fisuri.

### Indicatii

- sigilarea fisurilor si suprafetelor ocluzale pentru profilaxia cariilor
- sigilarea fisurilor extinse
- obturarea cavitatilor mici

### Avantaje

- 55% grav. continut de filler pentru rezistenta excelenta la abraziune
- aplicare rapida si simpla din seringa de aplicare cu canula flexibila metalica
- proprietati optime de curgere
- stabilitate mare si buna aderenta la smalt

# **D** TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- adaptare marginala perfecta
- degajare continua de fluor
- alb, pentru control vizual usor

## **Prezentare**

- seringă 3g