

Profluorid Varnish SD

Pret:

9,40 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Varnish cu gust de fructe cu fluor pentru desensibilizarea dintilor.

Voco Profluorid Varnish este un varnish la culoarea dintelui, protector cu fluoruri pentru desensibilizarea dintilor. Acest produs este destinat tratamentului suprafetelor radiculare expuse, defectelor cervicale, deteriorarilor din smalt si leziunilor carioase si de asemenea pentru sigilarea tubulilor dentinari in timpul prepararii cavitatii.

Voco Profluorid Varnish este usor de folosit, economic, adera bine la suprafetele umede si formeaza o suprafata protectiva in aceiasi masura stabila si durabila. Datorita continutului sau de fluoruri in proportie de 5%, VOCO Profluorid Varnish contribuie efectiv la fluorizarea si astfel la remineralizarea si fortificarea suprafetelor dintilor.

VOCO Profluorid Varnish are o aroma placuta de fructe, astfel incat este potrivit pentru tratamentul pacientilor cu acceptabilitate limitata, cum ar fi copiii.

Deopotriva pacientii si dentistii apreciaza Profluorid Varnish.

[Alegerea dentistilor din SUA!](#)

- Lac estetic, culoarea dintelui natural
 - Rezistentă la umezeala
 - Desensibilizare rapidă și eliberare de fluor (5% NaF ? 22,600 ppm fluorură)
 - Usor de aplicat - adeziune excelentă chiar și pe suprafața dentară umedă
 - Aplicare economică, în straturi subțiri, randament maxim
 - Disponibil în 7 arome placute: bubble gum, cherry, melon, piña colada, cola lime, caramel și menta
 - Ambalaj SingleDose - unidoză practică, igienică, ușor și rapid de aplicat
 - Nu necesită dispozitive suplimentare
 - Fără pierderi de material, indiferent de poziție
 - Reduce riscul de contaminare încrucișată - o singură doză per pacient
 - Protecție optimă pentru personalul medical și pacient
 - Reduce riscul de erori de aplicare (exemplu: erori de mixare și dozare)
 - Cantitatea optimă pentru un singur tratament - reduce consumul de material
 - Ideal pentru tratarea zonelor cervicale după curățarea profesională și detartraj
 - Optim pentru cazurile MIH (Molar incisor hypomineralisation/Hipomineralizare molar incisiv)
-
- Tratamentul dinților hipersensibili
 - Sigilarea tubulilor dentinari (exemple: pentru cavități gata preparate sau pe suprefetele sensibile ale radacinilor)
 - Tratamentul zonei cervicale după periajul profesional și îndepărtarea tartrului

Prezentare

- single dose 0,4 ml

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- aplicator

Arome: caramel, menta, cirese, pepene, bubble gum, cola lime, pina colada.