

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Studio chirurgical Runyes Care 33



Pret:

**48.900,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Unit dentar de ultima generatie, produs de catre cel mai titrat producator chinez de unituri, Runyes!

### CONFIGURATIE STUDIO CHIRURGICAL CU LAMPA CHIRURGICALA

**Aceasta configuratie este potrivita pentru salile de chirurgie. Grupul hidric (scuipatoare, aspirator, etc) este complet rabatabil, astfel incat se poate face chirurgie la 4 maini fara a fi incomodat de nici un obstacol!**

**Deasemenea studio-ul chirurgical vine echipat cu o lampa chirurgicala fara umbre de inalta performanta, cu intensitate ajustabila in 8 trepte de pana la 90.000 lux!!! si temperatura de culoare ajustabila intre 4000 (daylight) si 5500 K (lumina rece).**

**[CONSULTATI BROSURA ATASATA!](#)**

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. 1/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Big Ceramic Spittoon with self clean design  
With cup water temperature showing and adjustment



DCI patient seating system, imported from USA,  
offers better treatment experience



The headrest can be adjusted at multiple angles  
with only one hand quick and easy operation



Antiskid, rubberized black base provides extra grip &  
more stable, save base from corrosion with silent foot  
control operation



Integrated assistant console with a small instrument table with full  
function operation buttons, also extra camera holder available



Stylish designed neck rest and waist rest  
(Optional for same color with the chair )



Surgical Lamp (Optional)



## Panou principal de lucru (brat medic)

### CART MOBIL CHIRURGICAL

Panou digital de comanda cu functiile scaunului

- 1 x seringa aer/apa/spray
- 1 iesire pentru **turbina cu lumina**
- 1 iesire pentru turbina midwest
- 1 iesire pentru **aparat detartraj cu 5 anse**
- 1 iesire pentru turbina midwest
- 1 x masa de lucru
- sistem pentru incalzirea apei la pahar cu reglarea temperaturii intre 35-45 grade C
- sistem autonom cu alimentare cu apa pentru racirea instrumentelor
- panou de comanda digital pentru miscarea scaunului si programare
- negatoscop incorporat retractabil avand sursa de iluminare cu led
- robineti de reglaj al fluxului pe fiecare locatie

## Pedala de control

- multifunctionala pentru miscarea scaunului si actionarea instrumentelor
- echipata cu chip blow
- posibilitatea de spray pe turbina

## Panou secundar de lucru (brat asistenta)

- 1 x scuiptoare de lux ceramica
- scuiptoare rotativa
- panou de comanda digital pentru miscarea scaunului+actionare apa/pahar
- 1 x seringa aer/apa/spray
- 1 x sistem de aspiratie chirurgicala pe canula mare
- **1 x sistem de aspiratie POMPA CHIRURGICALA INDEPENDENTA CORPUS VAC MIDI**

# **D** TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- lampa fotopolimerizare cu led Runyes
  
- Sistem complet CAMERA INTRAORALA compus din brat de prindere, monitor 19" si camera intraorala

## **Scaun pacient model DCI cu tapiterie piele naturala ( model import USA)**

tapiterie moale din piele naturala

- fotoliu electro-mecanic prevazut cu manere ergonomice stinga -dreapta
  
- bordura de protectie din silicon rezistent la socuri
  
- fotoliu dotat cu functie de oprire automata la socuri
  
- fotoliu dotat cu doua manere de sprijin pentru pacient stanga si dreapta
  
- tetiera multiarticulata
  
- touch panel cu functii pentru miscarea scaunului
  
- box de conexiuni integrat in scaun
  
- sistem de filtre si apa
  
- software pentru 3 pozitii memorie

- Incalzitor de apa pentru pacient cu posibilitatea de reglare a temperaturii

## **Lampa de lucru CHIRURGICALA**


- Intensitate ajustabila in 8 trepte de la 30.000 - 90.000 lux
- Functie de ajustare a temperaturii de culoare intre 4000 - 5500 K
- Pata focala (diametrul iluminat) la o distanta de 90 cm de sursa: 120 mm

## **OPERARE CU SENZOR INDUCTIE (FARA ATINGERE)**

### **Scaunul medicului**

- hidraulic, ajustabil pe verticala
- spatari ergonomice reglabile

Schema montaj:



Mostrar culori:



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273