

## G-CEM Linkace 1 SG GC

Pret:

**278,01 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Indicativul este un produs de calitate superioara care este utilizat pentru a realiza o restaurare de calitate si durabila. Este un produs de calitate superioara care este utilizat pentru a realiza o restaurare de calitate si durabila.

Ofera cel mai ridicat grad de polimerizare in modul auto-polimerizare G-CEM LinkAce

Asigura rezultate perfecte indiferent de tipul de material protetic care este cimentat.

Monomerii fosfati patentati din G-CEM LinkAce garanteaza o durabilitate neitracuta a adeziunii.

EA ofera rezistenta la abrazie si stabilitatea culorii ofera siguranta la cimentarea lucrarilor CAD.

### Avantaje:

- Este un produs de calitate superioara care este utilizat pentru a realiza o restaurare de calitate si durabila.

### Indicatii:

- Cimentarea piroteinilor, fibrelor, sticlilor, ceramicii, metalului si aliajilor metalici si aliajilor metalici ceramici in dentura.

### Prezentare:

- G-CEM LinkAce 4.6g