

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Filtek Z250 trusa 8 seringi

Pret:

**1.887,01 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Compozitul universal Filtek™ Z250 este un material estetic, fotoplimerizabil, recomandat atat pentru realizarea restaurarilor directe in zona anterioara cat si pentru cele din zona posterioara. Ideal si pentru utilizare in pedodontie, acest material compozit ofera:

### Contractie de priza redusa

# TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Filtek™ Z250 are contractie de priza redusa fapt care determina un risc scazut de aparitie a sensibilitatii post-operatorii pentru pacient.

## Usor si rapid de folosit

Filtek™ Z250 este disponibil atat in seringi (4g) cat si in capsule. Timpul de fotopolimerizare este de 20 pentru majoritatea nuantelor. Restaurarile se finiseaza usor si isi pastreaza luciul timp indelungat.

## Manevrabilitate excelenta

Nu curge si se modeleaza usor.

## Versatilitate remarcabila

Se poate folosi atat pentru restaurarile in zona frontala cat si pentru cele in zona laterala. Este indicat atat pentru restaurarile directe cat si pentru cele indirecte.

## Estetica excelenta

Compozitul universal Filtek™ Z250 permite realizarea de restaurari directe rezistente, durabile, estetice. Este disponibil in 15 nuante corespunzatoare nuantelor dintilor naturali, inclusiv 2 nuante pentru pedodontie B0.5 si B1.

## Prezentare

- 8 x 4 seringi in nuantele A1,A2,A3,A3.5,B3,C2,D3,UD
- 6ml adeziv
- gel demineralizant