

Masti copii Cerkamed 2buc

Pret:

65,90 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Masca copii Cerkamed pentru nas si gura, tip viziera

Protectie impotriva particulelor in medii cu risc scazut

Usoara

Confortabila si ergonomica

Respiratie usoara

Perfecta sub ochelari

Marime universala

Date tehnice:

Categorie de risc PPE: categoria I, risc scazut

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Material folie: poliester (grosime 0.125mm/0.175mm)

Material zona adiacenta nasului: pasla

Densitate (g/cm^3): 1.40; conditii de masurare la 25°C , 50% umiditate relativa; metoda de masurare ASTM D1505 – 79

Grosime nominala: $100/125/175\mu\text{m} \pm 6\%$

Rezistenta la tractiune (kg/mm^2): MD 17.5, TD 17.5; conditii de masurare la 23°C ; 50% umiditate relativa; metoda de masurare ASTM 882-83

Coeficient frictiune statica: 0.5; metoda de masurare ASTM D1894 -78

Aburire: $\leq 3\%$; conditii de masurare la 25°C ; 50% umiditate relativa; metoda de masurare ASTM D1003 -77

Tranzitie lumina: $\geq 87.8\%$ conditii de masurare la 25°C ; 50% umiditate relativa; metoda de masurare ASTM D1003 -77

Punct de aprindere: $255 - 260^\circ\text{C}$ metoda de masurare ASTM E794-85

Comprimare (%): MD1, TD 1; conditii de masurare la 190°C pentru 5 minute; metoda de masurare ASTM 794-85

Dimensiuni vizor: 104 x 190.9mm

Dimensiuni rama: 49 x 207.8mm

Setul contine:

1 masca incolora

1 masca cu imprimeu colorat

Prezentare:

2 masti copii pentru nas si gura, tip viziera