

Camera intraorală cu monitor



Pret:

3.009,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Ecran quad și ecran complet

Cameră intraorală cu fir, conectată direct la monitor medical alb, rezoluție full HD 1920 x 1080

Support pentru monitor alb, în culoarea unitului

Combinația perfectă combo cameră intraorală + monitor

Card de 8GB inclus

Funcție de înregistrare video

Funcție de comparare incluse, cu vizualizare quad, 4 imagini alese de utilizator

Fotografiile și video-urile pot fi transferate foarte ușor în computer

Pe piesa de mână sunt prezente butoane de freeze, capture, up, down, quad, delete

Specificații sistem cameră intraorală

1, Chip: Empia 2860

2, Image sensor: Sony CCD

3, Rezoluție: 5.0 MP, 2592 x 1944 pixeli

4, Iluminare cu 6 LED-uri albe

5, Monitor: 17 inch medical, alb.