

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Unit dentar Taos 800 + Sistem camera intraorala



Pret:

22.353,30 lei TVA inclusa

Descriere produs:

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: I/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273



D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273



Unit dentar Taos Seria 800.

Un unit dentar extrem de potrivit tuturor cabinetelor, fiind prietenul celor la inceput de drum prin instalarea usoara, designul compact, fiabilitatea dovedita in timp si robustetea designului, fiind foarte usor de reparat, in caz de nevoie. Unitul este foarte robust, stabil, si nu va va da nici un fel de batai de cap ulterioare, fapt dovedit de cele peste 300 de instalari ale acestui model in ultimii 8 ani!

Unitul include lampa cu LED multiplu (8 leduri), actionare fara atingere prin senzor de proximitate, intensitate si temperatura a culorii reglabile, precum si

CAMERA MONITORIZARE OPERATIE/PACIENT INTEGRATA!

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aceasta camera va ofera posibilitatea, in cazul optiunii initiale sau ulterioare a montarii unui monitor sau a unui pachet monitor + suport dedicat + camera intraorala, de a monitoriza pacientul si operatiunile efectuate acestuia.

Semnalul poate fi transmis prin prelungirea cablului si catre un televizor extern sau aflat intr-o sala de asteptare exterioara, foarte util pentru ca parintii sa poata monitoriza ce se intampla cu copilul pe scaunul stomatologic!!

Deasemenea, este foarte utila pentru demonstrarea catre alti colegi a unei anume operatii, manopere, etc...

Fotoliu pacient

Fotoliul

Electromecanic, acționat de 2 motoare electrice silențioase.

Pozițiile fotoliului pot fi modificate printr-un buton tip "joystick" încorporat în baza fotoliului și prin intermediul butoanelor de pe masa medicului. Fotoliul dispune de două poziții memorate.

Tetiera este dublu articulată, reglabilă pe înălțime.

Tapițeria este standard, acoperită cu un material rezistent, antibacterian, fără cusături și fără pliuri, ușor de curățat și de întreținut, foarte rezistent în timp!!

Două brațe pentru pacient – braț dreapta rabatabil.

Cutie conexiuni: pentru realizarea conexiunilor la rețeaua de apă, canalizare, aer și alimentarea cu curent

-manometru pentru presiunea aerului de lucru

-regulator presiune cu filtru pentru de lucru aer

Comutator electric

Consola asistentei:

- pivotant?, pentru acces facil la anumite marfopere si operatii efectuate in tandem medic-asistenta

-dotat? cu 2 aspiratoare de saliv?

- unul salivar Ventury ac?ionat de aer
- unul chirurgical ac?ionat prin aer.

-dotat? cu spray ap?-aer

-chiuveta ceramica rotativa la 180°.

Se poate configura cu tava intrumente asistenta.

Blocul scuiptor

- sistem ap? la pahar cu temporizare ?i apa la vasul scuiptor. Ambele func?ii sunt ac?ionate prin intermediul butoanelor de la masa medicului.

- recipient independent pentru apa distilata pentru alimentarea pieselor de mân?. Acest lucru va scuteste de probleme ulterioare, cum ar fi infundarea pieselor de mana!

- comutator pentru alegerea sursei de ap? la instrumente, respectiv apa din recipient sau apa de la re?eaua ora?ului

Masa medicului

Cu furtunuri "pe jos" este sus?inut? de un bra? multi articulata, ce permite mi?c?ri în toate cele 3 planuri. Masa are o suprafata? mare, ceea ce confer? un confort sporit .Este dotat? cu frân? pneumatica pentru a permite o incarcare sporita cu instrumentar pe suprafata acesteia, ?i cu manometru de presiune la instrumente.

Masa este dotat? cu bra?e cu sistem antiretrac?ie.

bra?ul 1 sering? cu 3 cai

bra?ul 2 furtun pentru turbina midwest

bra?ul 3 furtun pentru turbina midwest

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
bra?ul 4 DETARTRAJ CU LUMINA INCORPORAT!

Bra?ul 5 liber

Se poate configura cu 2 furtune cu fibra optica si cu dispozitiv control pentru oprire de urgenta.

Negatoscop încorporat

Panou comenzi digitale pentru:

Mi?c?rile sus-jos unit ?i sp?tar

Ap? la pahar

Ap? la scuiptoare

Pozi?ii presetabile

Lamp? scialitic? LED cu 8 LED-uri independente

Dotat? cu LED cu lumin? cu temperatura a culorii reglabila (cald, rece sau neutru), precum si cu intensitate reglabila

Intensitate maxim? 50000 Lux

Intensitate de lucru reglabila

Actionare fara atingere, prin senzor de proximitate

Scaun medic

Dotat cu cinci picioare

Cu posibilitate de reglaj pe în?l?ime prin cilindru pneumatic

Cotier? de sprijin



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273