

Motor endo E-Xtreme



Pret:

2.499,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Motor endodontic E-Xtreme cu design subtire si compact pentru confort si mobilitate maxima

Contraunghi

Rotatie 360°

Cap miniatural pentru o buna vizibilitate si acces mai usor

Foarte usor

Doar 100 grame - reduce oboseala mainilor in timpul tratamentului.

Mai putin zgomot



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Cel de-al 18-lea motor inovator reduce zgomotul din interior

Funcție de reciprocitate (5 opțiuni)

Ajustați unghiurile în funcție de dorința dvs.

Caracteristici tehnice

Interval de cuplu: 0,5 N.cm -4,0. N.cm

Putere: 100 V-240 V

Frecvență: 50 Hz / 60 Hz

Greutate: 100 grame