

## Fuji I 1-1 PROMO



**Pret:**

**673,10 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Proiectat pentru cimentarea finala a coroanelor si a puntilor, Fuji I prezinta proprietati fizice inalte.

Fuji I se lipeste chimic de structura dintelui si a metalului asigurand o excelenta duritate si integritate marginala pentru restaurari de lunga durata. Este deasemenea indicat pentru a asigura inlay-urile, onlay-urile, pivotii si bracket-urile ortodontice.

### Indicatii:

- Cimentari ale restaurarilor cu suport metalic.

### Avantaje:

- Dimensiune minima a particulelor componente.
- Compatibil cu pulpa dentara si mucoasa gingivala.
- Spatulare usoara, timp de lucru extins.
- Priza rapida, adeziune foarte buna.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273

- Inchidere marginala durabila.

- Radioopac, elibereaza fluor.

**Prezentare:**

Set: 1 flacon x 35 g pulbere + 1 flacon x 20 ml lichid.