

Clearfil Majesty ES-2 Introductory Kit

Pret:

375,72 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit nanohibrid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice anterioare si posterioare

Translucenta. Difuzarea luminii. Fluorescenta. Opacitate

Un concept special:

- nuantele Classic - pentru restaurari rapide
- nuantele Premium - pentru restaurari cu o estetica superioara, obtinuta prin stratificare: dentina + smalt
- nuante de translucet + o cheie de culori speciala, bazata pe nuantele Vita

Beneficii:

- umplutura 66% vol (78% din masa)
- termen de valabilitate lung: 4 ani
- culori din gama VITA

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
- modelare usoara

- stabilitate cromatica: nuanta se mentine si dupa realizarea prizei
- timp de lucru - 4.5 minute la lumina ambientala normala
- proprietati de lustruire excelente
- radioopac

Indicatii:

- restaurari directe anterioare si posterioare pentru toate clasele de cavitati
- fatete directe
- corectarea pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema)
- reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate

Aceasta cheie de culori este realizata in functie de luminozitate si nu culoare sau intensitate, pentru ca 90% dintr-o nuanta este determinata de luminozitate.

In plus, tehnologia **Light Diffusion** ajusteaza valoarea si saturatia culorii, ceea ce face posibila recrearea cat mai fidela a aspectului dintelui natural, inclusiv a efectelor de lumina de la nivelul smaltului.

Kit-ul conține 3 x seringă 1.2g/0.7ml:

=

Premium A2E