

Clearfil Majesty Flow



Pret:

330,56 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Compozit fluid, fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile.

Are o consistenta excelenta (fluiditate adecvata, nu este lipicios).

Asigura restaurari atat estetice, cat si durabile, beneficiind de cea mai densa umplere cu particule.

Beneficii:

- raport calitate-pret excelent
- luciu deosebit al suprafetei restaurarii
- lustruire excelenta, rapida
- adaptare cromatica ideala
- nu isi modifica nuanta la priza
- gama larga de indicatii clinice, inclusiv restaurari Clasa I, II
- rezistenta mecanica crescuta + cantitatea totala de umplutura anorganica este de 81% in greutate, 62 % volum
- vascozitate redusa
- tixotropic; nu se lipeste de varful aplicator sau de instrumente, ci adera doar la zonele unde este aplicat, chiar si pe peretii verticali.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- isi pastreaza luciul in timp, datorita particulelor microscopice si tehnologiei unice a silanului

Principalele indicatii:

- restaurari directe pentru toate clasele de cavitati, leziuni cervicale, eroziuni dentare, dinti suprauzati

- liner/baza pentru cavitati

- corectia pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema, malformatii dentare)

- reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate

Mod de prezentare:

1 seringa x 1,5ml

Nuante disponibile: A1, A2, A3