

Micromotor MB1-A

Pret:

508,20 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Micromotor pneumatic, conexiune Midwest (4 orificii).

Prevazut cu tub si conector pentru irigare externa.

Viteza: 22.000 rpm la o presiune de alimentare cu aer de 2.5 bar (245 kPa).

Consum maxim de aer: 42 l/min.

Reglaj turatie si inainte/inapoi.

Necesitate de lubrefiere: zilnica

Autoclavabil la 134C.

Procedura de autoclavare:

- stergeti impuritatile cu servetel umed

- lubrefiati



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
-introduceti in punga de sterilizare

- autoclavati la 121C sau 134C