

Monophase Soft 300ml baza+60ml catalizator

Pret:

406,70 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Materialul de amprenta 3M ESPE Monophase va ajuta la realizarea unei amprente detaliate si adaptate perfect restaurarii, pe baza beneficiilor dovedite ale polieterilor.

Indicatii:

Material de amprentare

Restaurari

Amprentare implanturi

Amprente de fixare

Amprentarea preparatiilor pentru inlay-uri, onlay-uri, coroane, punti si fatete

Amprente functionale



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Beneficii:

Amprentari sunt redade cu precizie, datorita caracteristicilor superioare ale polieterilor si culorii puternice

Prezentare

1 Soft Monophase pasta baza x 300 ml

1 Soft Monophase catalizator x 60 ml