

Stand aluminiu cu dispenser automat pentru dezinfectant gel



Pret:

1.317,17 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Stand aluminiu cu dispenser automat pentru dezinfectantul gel.

Dispenser automat pentru gelul dezinfectant.

Recipient de 800 ml.

Alimentare 220V sau autonom cu baterii

Stand aluminiu cu picior, usor de pozitionat.

Dimensiuni: 40 x 40 x 145 cm

Mod de prezentare:

1 x stand aluminiu cu dispenser automat